

INSTRUCCIONS PER A LA RECOLLIDA DE LA MOSTRA DE SALIVA

El dia de la prova se't proporcionarà el següent **material**:

- Un **tub gran** per a la recollida de la mostra
- Una **pipeta** per a traspassar la mostra del tub gran al petit
- Un **microtub** que serà el que hauràs d'entregar al punt de recollida
- Una **fulla** de dades que hauràs d'omplir amb les teves dades.

Recorda que és important que incloguis el teu CIP (n° targeta sanitària)

- **Etiquetes** de codificació amb les dades personals

PASSOS A SEGUIR PER A LA CORRECTA RECOLLIDA DE LA MOSTRA

1. No recollir la saliva si s'acaba de menjar o d'ingerir líquids.

Deixar transcórrer un mínim de 30 minuts després de qualsevol mena d'ingesta.

2. Salivar durant uns segons, acumular saliva a la boca i recollir la saliva dins d'un tub de plàstic de 30 ml (**sense escopir**). Repetir diversos cicles fins a obtenir un volum mínim de 2,0 ml (fins a omplir el fons cònic del tub gran).



3. Traspassar la saliva amb la pipeta de plàstic al microtub de 2,0 ml i tancar-ho correctament. No omplir més de la meitat del microtub.

4. Etiquetar el microtub de manera que el codi de barres quedi al llarg del tub, verticalment.



5. Netejar la superfície externa del tub amb alcohol del 70%.

6. Enganxar una etiqueta de codificació personal a la fulla de dades.

7. Retornar el tub amb l'etiqueta i el full de dades al punt de recollida de mostres.

CENTRE PETICIONARI: UPC

DATA D'OBTENCIÓ DE LA MOSTRA: _____

TIPUS DE MOSTRA: Saliva Frotis Nasofaríngi Sang

NOM I COGNOMS: _____

DATA DE NAIXEMENT: _____

NIF: _____

GP (Targeta Sanitària): _____

TELÈFON MÒBIL: _____

Escal per a l'etiqueta identificativa

 000004

La informació personal que apareix a l'etiqueta de l'Hospital Sant Joan de Déu està protegida amb un dispositiu antic falsificació. La seva validació de la seva autenticitat està garantida pel SJD. No es permet el seu ús amb altres dispositius. El seu ús amb altres dispositius pot provocar danys a la informació personal que apareix a l'etiqueta. L'ús d'aquesta informació personal pot provocar danys a la informació personal que apareix a l'etiqueta. L'ús d'aquesta informació personal pot provocar danys a la informació personal que apareix a l'etiqueta. L'ús d'aquesta informació personal pot provocar danys a la informació personal que apareix a l'etiqueta.

**Per més informació, consulta els vídeos explicatius
que trobaràs escanejant els codis QR**

