



Estufas de secado y esterilización "Conterm"

A CONVECCIÓN NATURAL.

TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA Y TERMÓMETRO ANALÓGICOS.

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 40 °C HASTA 250 °C.

ESTABILIDAD: $\pm 0,5$ °C. HOMOGENEIDAD: $\pm 2\%$ A TEMPERATURA DE TRABAJO.

2000

serie

SEGURIDAD:

NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO.
NORMA DIN 12880.2 (CLASE 2 Y 3.1) TERMOSTATO DE SEGURIDAD REGULABLE INCORPORADO.

CARACTERÍSTICAS, PANEL DE MANDOS, SEGURIDAD, NORMAS Y ACCESORIOS (ver págs. 180 y 181).



Modelos Conterm, códigos 2000208, 2000209 y 2000210.



Modelo Conterm tipo Paupinel, códigos 2000200 y 2000201.

EQUIPO ESTÁNDAR

2 bandejas y 4 guías.

MODELOS

Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm			Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Alojamientos para guías bandeja	Consumo W	Peso Kg
2000208	19	30	25	25	50	60	44	5	620	27
2000209	36	40	30	30	60	65	49	7	920	35
2000200	52	33	47	33	53	82	52	5	1000	44
2000210	80	50	40	40	70	74	59	8	1200	54
2000201	150	50	60	50	70	95	68	8	2000	76




Gráfico de temperatura-tiempo.

- Set a 250 °C: 1 h 30'.
- Set a 180 °C: 1 h 12'.
- Set a 100 °C: 1 h.

ACCESORIOS

Relación de complementos que a elección del usuario deberán instalarse en fábrica.



Código

2000002 Reloj desconectador

de 0-120 minutos.

2000003 Reloj desconectador de 0-12 horas.



2000009 Programador horario de 24 horas

para ciclo continuo con levas accionables cada 15 min. para conexión-desconexión.

REPUESTOS

Guías y bandejas.

Para estufa código	2000208	2000209	2000200	2000210	2000201
Guías bandeja - 2 unidades	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Bandejas	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Para cada bandeja es necesario adaptar dos guías.